


シャーレに代わる新たな培地 P25

まずはサンプルでお試ください!!

限定新発売!!



- 培地面積 約25 c m²
- 黄色ブドウ球菌用



point 1

今までにない
新感覚の培地

point 2

小さく軽量
なので
スペース効率が
よい

point 3

拭き取り検査に
最適

point 4

上下一体型
なので
混同すること
がない



《一般的なシャーレ》
培地面積:約64c m²

サンプル申込書

卵黄加マンニット食塩 - A寒天培地
サンプルをご希望の場合は、下記にご記入の上、
FAX (075-632-0367) にてご送付ください。

施設名: _____ 部署名: _____

氏名: _____

住所:〒 _____

TEL: _____ FAX: _____

商品コード	商品名	包装	価格	有効期限	保存方法
P25911-120	(P25)卵黄加マンニット食塩-A寒天培地	120枚 (4連×30)	9,000円 (@75)	3カ月	暗所 (4~9℃)

※税抜き価格で表示しております。



日生研 (株式会社日研生物医学研究所)
<http://www.nikken-bio.co.jp/>

〒613-0046 京都府久世郡久御山町大橋辺堤外縁23番地
Tel. 075-631-6187 Fax. 075-632-0367