

2020年9吉日

お得意先様各位

株式会社 日研生物

〒613-0046

京都府久世郡久御山町大橋辺堤外縁23

TEL 075-631-6187

FAX 075-632-0367



シャーレ変更のご案内

拝啓 盛夏の候、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製品の平板培地に関しまして、2021年1月製造分より順次、シャーレを変更させて頂くことになりました。詳細につきましては下記をご確認ください。

今後とも、弊社製品をご愛顧賜りますようどうぞ宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

◎ 2021年1月 製造分より順次 シャーレ変更

《 対象製品 》				
平板培地 P9 (全8製品)※別紙参照				
《 変更内容 》	現行シャーレ		新シャーレ	
	蓋	本体	蓋	本体
外径(mm)	90.50	87.30	90.26	86.30
高さ(mm)	8.00	14.00	7.75	13.05
《 変更理由 》	シャーレの金型の老朽化			

以上