

令和3年3月吉日

お得意先様各位

株式会社 日研生物

〒613-0046

京都府久世郡久御山町大橋辺堤外縁23

TEL 075(631)6187

FAX 075(632)0367



(H-22) プチット-カンピロ/10【プレストン】

容器・その他変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、現在ご購入を頂いております『(H-22) プチット-カンピロ/10【プレストン】』につきまして、2021年4月製造分より、容器を変更させて頂くことになりました。また、配送方法、その他の変更もございますので、下記の詳細をご確認頂きますようよろしくお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

【商品コード】	【商品名】	【包装】
BPE610R020	(H-24) プチット-カンピロ/10【プレストン】	20本
BPE610R100	(H-24) プチット-カンピロ/10【プレストン】	100本
BPE610R300	(H-24) プチット-カンピロ/10【プレストン】	300本

【変更内容】

◎容器サイズ：φ22mm → φ24mm

併せて商品名一部変更 (H-22) → (H-24)

◎有効期限：冷蔵保存の場合・・・10日 → 20日

凍結保存の場合・・・10ヶ月（変更なし）解凍後7日 → 10日

◎配送方法：お客様直送 → 代理店経由

◎その他：容器内空気の脱気あり → 脱気なし

※培養時も含め、脱気ありとなしでの性能に差がないことを確認しております。

【変更時期】

2021年4月製造分より変更

（新容器へ変更後、最初のご注文を頂いた際に変更のご案内をさせていただきます）

以上