

2025年9月吉日

お得意先様各位



株式会社 日研生物

〒613-0046
京都府久世郡久御山町大橋辺堤外縁23
TEL 075-631-6187
FAX 075-632-0367

容器変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社の下記製品につきまして、2025年10月製造分より、容器を変更させていただきますこととなりました。このたびは、皆様へのご案内が遅れましたことを深くお詫び申し上げます。詳細につきましては、下記をご確認いただきますようお願いいたします。今後とも弊社製品をご愛顧いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記


【対象製品】

製品コード	製品名	包装
CB1434-100	(CB) ピルビン酸加 XGal-MUG 培地/100	100袋
CB1407-001	(CB) ピルビン酸加 XGal-MUG 培地/100 コンパレーター	1袋

【変更内容】

上記対象製品の容器変更

[現]



内寸：横 70 mm
目盛線：両面印字

[新]



内寸：横 77 mm
目盛線：片面印字

※使用上の変更はございません。

※内寸の変更に伴い、目盛線の位置が低くなります。

【変更時期】

2025年10月製造分より

以上