

ビブリオセット

ニュートリエントプロス (0, 3, 6, 8, 10% NaCl) 3ml

病原ビブリオの性状鑑別に使用!



● 一目で何%の溶液を使用しているかの判別がつくように、キャップに濃度値を表記!

● 0,3,6,8,10%
各4本の計20本入り

● 組成

(1,000ml中)

ペプトン	5.0g
肉エキス	3.0g

pH6.8±0.2

上記組成に塩化ナトリウムを添加し
最終濃度が0,3,6,8,10%になるよう調整済み。

商品コード	商品名	包装	価格	有効期限	保存方法
SG6210-020	(SG) ビブリオセット (ニュートリエントプロス (0,3,6,8,10% NaCl) 3ml)	20本 (各4本×5)	4,000円 (@200) 税込 4,400円	6ヶ月	冷蔵 (4~9℃)
SG6210-100		100本 (各4本×5×5)	15,000円 (@150) 税込 16,500円		

株式会社 日研生物

〒613-0046 京都府久世郡久御山町大橋辺堤外縁23

<https://www.nikken-bio.co.jp> TEL.075-631-6187 FAX.075-632-0367